

# ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

03603539, 05217610

Sterile, single-use lancing device

Sterile Einmalstechhilfe

Autopiqueur stérile à usage unique

**EN** Sterile, single-use lancing device for obtaining capillary blood from the fingertip or, if the patient is a child under 1 year, from the heel.

Components of the single-use lancing device (see illustration ①)

- ① Description
- ② Release button
- ③ Housing
- ④ Penetration depth adjuster
- ⑤ Sterility cap of the needle
- ⑥ Penetration depth indicator
- ⑦ Low penetration depth (approx. 1.3 mm)
- ⑧ Medium penetration depth (approx. 1.8 mm, pre-set)
- ⑨ High penetration depth (approx. 2.3 mm)

**Preparing to obtain blood****2 Children younger than 1 year**

With children younger than 1 year of age, the capillary blood must be obtained from the heel. Obtaining blood must occur from the lateral areas of the sole (see black areas in illustration ②).

The puncture must occur vertically to the sole (see arrows in the enlargement). While obtaining blood, the child should be held with its foot vertically facing the floor. A site which has already been punctured must not be punctured a second time.

To improve blood flow at the heel before obtaining blood, you can carefully warm the heel, for example by wrapping it in a warm, moist cloth of a maximum 42 °C.

The heel must be disinfected and then dried completely.

To obtain capillary blood from the heel of children under 1 year, use only the low or medium penetration depth. If the high penetration depth is used, the calcaneus (heel bone) is at risk of being injured.

**3 Children as of 1 year and adults**

We recommend obtaining capillary blood from the side of the fingertips, as these sites register the least amount of pain (see black areas in illustration ③). Any finger can be used for the puncture.

The patient's hands should be washed with warm water and soap, and then dried thoroughly. This ensures that the puncture site is clean and increases blood flow. If you are using alcohol wipes, the finger must also be completely dry.

**Obtaining blood****④ Removing the sterility cap**

► Twist the sterility cap and remove it.

⚠ Do not use the single-use lancing device if the sterility cap has been previously removed.

- In extreme cases, the needle can completely stick out of the housing so that injury cannot be completely excluded. Discard the defective single-use lancing device in accordance with your facility's disposal regulations.

**⑤ Setting the penetration depth**

► Turn the penetration depth adjuster to the desired penetration depth.

⚠ Do not set the penetration depth before removing the sterility cap.

• To obtain capillary blood from the heel of children under 1 year, use only the low or medium penetration depth. If the high penetration depth is used, the calcaneus (heel bone) is at risk of being injured.

**6 Obtaining blood**

- Hold the single-use lancing device between the index finger, middle finger and thumb.
- Press the single-use lancing device firmly against the chosen puncture site.
- Using your thumb, press the release button down completely.
- Gently massage the finger towards the fingertip or exert slight pressure on the heel to encourage a blood drop to form.
- For some diagnostic tests, the fingertip/heel must not be vigorously massaged or compressed, as doing so may produce incorrect test results.
- Always discard used single-use lancing devices in accordance with your facility's disposal regulations.

**Last update**

2019-04

**Accu-Chek Customer Care****United Kingdom**

Roche Diabetes Care Limited  
Charles Avenue, Burgess Hill  
West Sussex, RH15 9RY, United Kingdom  
Accu-Chek Customer Careline ①)  
UK Freephone number: 0800 701 000  
ROI Freephone number: 1 800 709 600  
① calls may be recorded for training purposes  
[www.accu-check.co.uk](http://www.accu-check.co.uk)  
[www.accu-check.ie](http://www.accu-check.ie)

**Malta**

Vivion Corporation  
Sanitas Building  
Tower Street, Msida MSD1824, Malta  
Freephone: 80073102

**DE** Sterile Einmalstechhilfe für die Entnahme von Kapillarblut aus der Fingerbeere oder, bei Kindern unter 1 Jahr, aus der Ferse.

## Bestandteile der Einmalstechhilfe (siehe Abb. ①)

**1 Beschreibung**

- ① Auslöseknopf
- ② Gehäuse
- ③ Einsteller für Stechhilfe
- ④ Sterilkappe der Nadel
- ⑤ Stechhilfenzange
- ⑥ Niedrige Stechhilfe (ca. 1,3 mm)
- ⑦ Mittlere Stechhilfe (ca. 1,8 mm, Voreinstellung)
- ⑧ Hohe Stechhilfe (ca. 2,3 mm)

**Blutentnahme vorbereiten****2 Kinder jünger als 1 Jahr**

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ②).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeile in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

⚠ Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie **nur die niedrige oder mittlere Stechhilfe einstellen**. Bei Verwendung der hohen Stechhilfe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

**3 Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene**

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktion geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und danach gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholhautpflaster verwenden, muss der Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

**4 Autopiqueur stérile à usage unique pour le prélevement de sang capillaire à partir de la pulpe du doigt ou, si le patient est un enfant âgé de moins de 1 an, à partir du talon.****Blut entnehmen****① Sterilkappe abdrehen**

- Drehen Sie die Sterilkappe und ziehen Sie diese danach ab.
- ⚠ Verwenden Sie die Einmalstechhilfe nicht, wenn die Sterilkappe bereits entfernt ist.
- Im Extremfall kann die Nadel aus dem Gehäuse hervorstecken, sodass Verletzungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Entsorgen Sie die defekte Einmalstechhilfe nach den in Ihrer Einrichtung getroffenen Vorschriften.

**② Stechhilfe einstellen**

- Drehen Sie den Einsteller für Stechhilfe auf die gewünschte Stechhilfe.
- ⚠ Die Stechhilfe dürfen Sie erst einstellen, nachdem Sie die Sterilkappe entfernt haben.
- Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie **nur die niedrige oder mittlere Stechhilfe einstellen**. Bei Verwendung der hohen Stechhilfe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

**③ Blut entnehmen**

- Halten Sie die Einmalstechhilfe zwischen Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen.
- Setzen Sie die Einmalstechhilfe auf die gewünschte Einstichstelle und drücken Sie sie fest an.
- Drücken Sie den Auslösenknopf mit dem Daumen vollständig herunter.
- Unterstützen Sie die Bildung des Blutstropfens, indem Sie den Finger mit leichtem Druck in Richtung Fingerbeere ausstrecken bzw. auf die Ferse leichten Druck ausüben.
- Bei manchen diagnostischen Untersuchungen darf die Fingerbeere/Ferse nicht kräftig ausgestrichen oder gepresst werden, da dies zu falschen Messwerten führen kann.
- Entsorgen Sie gebrauchte Einmalstechhilfen immer nach ihrer Einrichtung getroffenen Vorschriften.

**④ Letzte Überarbeitung**

2019-04

**Kundendienst****Deutschland**

Accu-Chek Kunden Service Center  
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800  
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr  
[www.accu-check.de](http://www.accu-check.de)

**Belgien**

Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)  
[www.accu-check.be](http://www.accu-check.be)

**Luxemburg**

PROPHAC S.à r.l.  
5, Rangwee, L-2412 Howald  
Phone +352 482 482 500  
[diagnostics@prophac.lu](mailto:diagnostics@prophac.lu)

**Österreich**

Accu-Chek Kunden Service Center: +43 1 277 87-355  
[www.accu-check.at](http://www.accu-check.at)

**Schweiz**

Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei  
[www.accu-check.ch](http://www.accu-check.ch)

**FR Autopiqueur stérile à usage unique pour le prélevement de sang capillaire à partir de la pulpe du doigt ou, si le patient est un enfant âgé de moins de 1 an, à partir du talon.**

## Composantes de l'autopiqueur à usage unique (voir figure ①)

**1 Description**

- ① Bouton de déclenchement
- ② Corps de l'autopiqueur
- ③ Embout avec réglage de la profondeur de piqûre
- ④ Manchon d'aiguille stérile
- ⑤ Indicateur de profondeur de piqûre
- ⑥ Profondeur de piqûre faible (environ 1,3 mm)
- ⑦ Profondeur de piqûre moyenne (environ 1,8 mm, pré-réglage)
- ⑧ Profondeur de piqûre élevée (environ 2,3 mm)

**2 Kinder jünger als 1 Jahr**

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ②).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeile in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

⚠ Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie **nur die niedrige oder mittlere Stechhilfe einstellen**. Bei Verwendung der hohen Stechhilfe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

**3 Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene**

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktion geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und danach gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholhautpflaster verwenden, muss der Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

**4 Autopiqueur stérile à usage unique pour le prélevement de sang capillaire à partir de la pulpe du doigt ou, si le patient est un enfant âgé de moins de 1 an, à partir du talon.****5 Composantes de l'autopiqueur à usage unique (voir figure ①)****1 Description**

- ① Bouton de déclenchement
- ② Corps de l'autopiqueur
- ③ Embout avec réglage de la profondeur de piqûre
- ④ Manchon d'aiguille stérile
- ⑤ Indicateur de profondeur de piqûre
- ⑥ Profondeur de piqûre faible (environ 1,3 mm)
- ⑦ Profondeur de piqûre moyenne (environ 1,8 mm, pré-réglage)
- ⑧ Profondeur de piqûre élevée (environ 2,3 mm)

**6 Letzte Überarbeitung**

2019-04

**Kundendienst****France**

Service après-vente :  
Numéro vert : 0800 27 26 93  
[www.accu-check.fr](http://www.accu-check.fr)

**Belgique**

Tél: 0800-93626 (Accu-Chek Service)  
[www.accu-check.be](http://www.accu-check.be)

**Luxembourg**

PROPHAC S.à r.l.  
5, Rangwee, L-2412 Howald,  
Phone +352 482 482 500  
[diagnostics@prophac.lu](mailto:diagnostics@prophac.lu)

**Österreich**

Accu-Chek Kunden Service Center: +43 1 277 87-355  
[www.accu-check.at](http://www.accu-check.at)

**Schweiz**

Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei  
[www.accu-check.ch](http://www.accu-check.ch)

**FR Autopiqueur stérile à usage unique pour le prélevement de sang capillaire à partir de la pulpe du doigt ou, si le patient est un enfant âgé de moins de 1 an, à partir du talon.****5 Composantes de l'autopiqueur à usage unique (voir figure ①)****1 Description**

- ① Bouton de déclenchement
- ② Corps de l'autopiqueur
- ③ Embout avec réglage de la profondeur de piqûre
- ④ Manchon d'aiguille stérile
- ⑤ Indicateur de profondeur de piqûre
- ⑥ Profondeur de piqûre faible (environ 1,3 mm)
- ⑦ Profondeur de piqûre moyenne (environ 1,8 mm, pré-réglage)
- ⑧ Profondeur de piqûre élevée (environ 2,3 mm)

**6 Letzte Überarbeitung**

2019-04

**Kundendienst****France**

Service après-vente :  
Numéro vert : 0800 27 26 93  
[www.accu-check.fr](http://www.accu-check.fr)

# ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

03603539, 05217610

## Steriel priksysteem voor eenmalig gebruik

### Steril engangsfingerpricker

### Steril kapillärprövtagare för engangsbruk

**NL** Steriel priksysteem voor eenmalig gebruik voor het afnemen van capillair bloed van een vingertop of, bij kinderen jonger dan 1 jaar, van een hiel.

Onderdelen van het priksysteem voor eenmalig gebruik (zie afbeelding ①)

- ① Beschrijving
- ② Prikknop
- ③ Behuizing
- ④ Instelling voor de prikdiepte
- ⑤ Steriliteitkapje van de naald
- ⑥ Weergave van de prikdiepte
- ⑦ Geringe prikdiepte (ca. 1,3 mm)
- ⑧ Gemiddelde prikdiepte (ca. 1,8 mm, voorinstelling)
- ⑨ Grootste prikdiepte (ca. 2,3 mm)

### Voorbereiden van de bloedafname

#### 2 Kinderen jonger dan 1 jaar

Bij kinderen jonger dan 1 jaar moet capillair bloed van de hiel worden afgenomen. Hierbij dient het bloed uitsluitend van de zijkanten van de voetzool (zie de zwarte vlakken in afbeelding ②) te worden afgenomen.

De punctie dient verticaal in de voetzool te worden verricht (zie de pijl in de vergroting). Tijdens de bloedafname dient het kind met de voet verticaal naar beneden te worden gehouden. Op een plaats waar reeds een punctie is uitgevoerd, mag niet nogmaals een punctie worden verricht.

Om de bloedafname van de hiel te bevorderen, kunt u deze voor de bloedafname voorzichtig verwarmen, bijvoorbeeld door de hiel in een warme, vochtige doek van maximaal 42 °C te wikkelen.

De hiel moet worden gedesinfecteerd en vervolgens goed worden gedroogd.

⚠ Voor het afnemen van capillair bloed van de hiel van kinderen jonger dan 1 jaar dient uitsluitend de geringe- of de gemiddelde prikdiepte te worden ingesteld. Als de hoogste instelling van de prikdiepte wordt gebruikt, bestaat het gevaar van verwonding van het hielbeen (calcaneus).

#### 3 Kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen

Wij bevelen aan om het capillair bloed van de zijkant van de vingertoppen af te nemen, omdat de pinprikkel op deze plaatsen het kleinste is (zie de zwarte vlakken in afbeelding ③). Voor het uitvoeren van een vingerprijs is iedere vinger geschikt.

De handen van de patiënt dienen met warm water en zeep te worden gewassen en vervolgens goed te worden afgedroogd. Hierdoor wordt vervuiling van de prikplaats vermeden en de doorbloeding gestimuleerd. Als u doekjes met alcohol gebruikt, moet de vinger eveneens goed droog zijn, voordat u verdergaat.

### Afnemen van bloed

#### 4 Verwijderen van het steriliteitkapje

► Draai het steriliteitkapje los en trek het vervolgens van de naald.

⚠ Gebruik het priksysteem voor eenmalig gebruik niet, als het steriliteitkapje is weggehaald.

• In het uiterste geval kan daardoor zelfs uit de behuizing naar buiten steken, waardoor het gevaar van verwonding niet geheel kan worden uitgesloten.

Gooi het defecte priksysteem voor eenmalig gebruik altijd weg conform de binnenvoerende uw institut of instelling geldende voorschriften.

### 5 Instellen van de prikdiepte

- Draai aan de instelling voor de prikdiepte om de gewenste prikdiepte in te stellen.
- ⚠ • Ställ in tillståndet för att hämma den steriltipsen.
- Verwijder het steriliteitkapje, voordat u de prikdiepte instelt.
- Voor het afnemen van capillair bloed van de hiel van kinderen jonger dan 1 jaar dient uitsluitend de geringe- of de gemiddelde prikdiepte te worden ingesteld. Als de hoogste instelling van de prikdiepte wordt gebruikt, bestaat het gevaar van verwonding van het hielbeen (calcaneus).

### 6 Afnemen van bloed

- Houd het priksysteem voor eenmalig gebruik vast tussen wijsvinger, middelvinger en duim.
- Plaats het priksysteem voor eenmalig gebruik op de gewenste prikplaats en druk dit goed aan.
- Druk de prikknop met de duim volledig in.
- Stimuleer de vorming van een bloeddruppel door de vinger met lichte druk of de richting van de vingertop te masseren of door lichte druk op de hiel uit te oefenen.

- Bij sommige diagnostische testen mag de vingertop niet stevig worden gemaasereerd of mag er geen druk op de vingertop/hiel uit worden geoeefend, omdat dit tot onjuiste meetwaarden kan leiden.
- Gooi de gebruikte priksystemen voor eenmalig gebruik altijd weg conform de binnenvoerende uw institut of instelling geldende voorschriften.

### Datum van uitgifte

2019-04

### Customer Service

Nederland  
Tel: 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service)  
[www.accu-check.nl](http://www.accu-check.nl)

### België

Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)  
[www.accu-check.be](http://www.accu-check.be)

### Blodprovstagnagning

#### 1 Fjern den sterile hætte

- Drej den sterile hætte, og fjern den.
- ⚠ • Hvis den sterile hætte allerede er taget af, må engangsfingerprickeren ikke anvendes.

- I ekstremt tilfælde kan lancetten røge ud ad hylsteret, så man ikke hælt kan ledeluke personskade. Bortskaff den defekte engangsfingerpricker i henhold til institutionens gældende procedurer herfor.

#### 2 Indstilling af indstiksdybden

- Drej indstilleren til indstiksdybde hen på den ønskede indstiksdybde.
- ⚠ • Indstil ikke indstiksdybden, før den sterile hætte er blevet fjernet.
- Til udtagning af kapillærbloed i hælen på et barn under 1 år må der kun **indstilles lille eller middel indstiksdybde**. Indstilles den store indstiksdybde, kan knogen i hælen blive beskadiget.

#### 3 Blodprovstagnagning

- Hold engangsfingerprickeren mellem pegefinger, langehand og tommefingeren.
- Pres engangsfingerprickeren mod det ønskede indstikssted.
- Tryk udleserknappen heldt ned med tommefingeren.
- Massér forsigtigt fingeren i retning af fingerspidser, eller tryk let på hælen, for at få en bloddråpe frem.

- Ved nogle diagnostiske undersøgelser må der ikke masseres hårdt eller trykkes på fingerspidser/hælen, da dette kan medføre måleresultater.
- Brugte engangsfingerpricker skal altid bortskaffes i henhold til institutionens gældende procedurer herfor.

#### 4 Blodprovstagnagning

- Hold kapillærprøvetakeren for engangsbrug mellom pegefinger, langfinger og tommel.

- Tryk kapillærprøvetakeren for engangsbrug fast inn mot valgte indstiksstedet.

- Massér forsigtigt fingeren i retning af fingertipper, eller tryk forsigtigt på hælen, slik at det kommer fram en bloddråpe.

- Til noen diagnostiske prøver skal ikke fingertipper/hælen masseres eller klemmes på kraftig, da det kan gi feilaktige måleresultater.

- Kast altid brukt kapillærprøvetaker til engangsbrug i samsvær med institutionens avhendingsrutiner.

#### 5 Sist oppdater

2019-04

### Kundeservice

Danmark  
Accu-Chek Kundeservice:  
Tlf. 36 39 99 54  
[www.accu-check.dk](http://www.accu-check.dk)

### Kundestøtte

Norge  
Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510  
[www.accu-check.no](http://www.accu-check.no)

Raadpleg de gebruiksaanwijzing / Se brugsanvisningen / Se bruksanvisningen

Waarschuwing, raadpleg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product. / Forsigtig, las sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen, der følger med dette produkt. / Forsiktig, les sikkerhetsinformasjonene i bruksanvisningen som følger med dette produktet.

Voor eenmalig gebruik / Må kun anvendes én gang / Kun til engangsbruk

Houdbaar tot / Holdbar til / Utlopsdato

Gesteriliseret d.m.v. bestrålring / Sterilisert med stråling

Fabrikant / Producent / Produsent

Artikelnummer / Katalognummer

Lotnummer / Batchkode / Lotnummer

Global Trade Item Number / Artikkelnummer for global handel

Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. / Dette produkt overholder kravene i det europeiske direktivet 93/42/EØF om medicinske anordninger. / Dette produktet oppfyller kravene i det europeiske direktivet 93/42/EØF om medisinsk utstyr.

CE

ACCU-CHEK® en SAFE-T-PRO® are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care





Roche Diabetes Care GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany

[www.accu-check.com](http://www.accu-check.com)

Roche



# ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

03603539, 05217610

### Steril blodprovstargare för engångsbruk

### Sterili, kertakäytöinen näytteenottolaitte

### Αποστειρωμένη συσκευή τρυπήματος μίας χρήσης

- Massera finger försiktigt från basen och uppåt mot fingerpinnar eller tryck försiktigt på hælen för att få fram en bloddroppa.

- För vissa diagnostiska tester får fingerpinnarna/hælen inte masseras eller tryckas ihop kraftigt, eftersom detta kan ge felaktiga testresultat.

- Kassera alltid använda blodprovstargare för engångsbruk enligt institutionens rutiner för kassering.

### Senaste revidering

2019-04

### Kundsupport

Sverige  
Accu-Chek Kundsupport: 020-41 00 42  
[www.accu-check.se](http://www.accu-check.se)

### Finland

Kundtjänsttelefon: 0800 92066 (kostnadsfri)  
[www.accu-check.fi](http://www.accu-check.fi)

### Viimeisin päivitys

2019-04

### Asiakaspalvelu

Suomi  
Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)  
[www.accu-check.fi](http://www.accu-check.fi)

### ΕΛ Στερili, kertakäytöinen näytteenottolaitte kapillaariverinäytteen ottamiseen sormenpäästä tai alle 1-vuotiaita potilaita kantapäästä.

#### Kertakäytöisen näytteenottolaitteen osat (ks. kuva 1)

##### 1 Kuvaus

- ① Laukaisupainike

- ② Kotelo

- ③ Pistosyytten valitsin

- ④ Neulan suojaokorkki

- ⑤ Pistosyytten osotin

- ⑥ Pieni pistosyytti (n. 1,3 mm)

- ⑦ Keskipiiri pistosyytti (n. 1,8 mm, oletusasetus)

- ⑧ Suuri pistosyytti (n. 2,3 mm)

#### Förberedelse för blodprovstagnagning

##### 2 Barn under 1 år

På barn under 1 år måste kapillärblodet tas från hælen.

Provtagning är endast tillåtet från fotulans laterala del (se de svarta områdena på bilden).

Sticket ska göras vertikal mot fotulans, ej parallellt med forstöringen. Under blodprovstagnagningen skall barnet hållas så att foten hänger lodrett ned mot golvet. Man får inte punkterna